

AYUDA PARA CAMINAR

ANDADORES



Andador ultraliviano con asiento y frenos. Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Pintado. Fácilmente plegable. Ruedas delanteras giratorias. Ruedas traseras con frenos manuales. Regulable en altura: 78-88cm. Asiento al piso: 52cm. Ancho de asiento: 35cm. Ancho total: 59cm. Peso total: 9Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Peso máximo del usuario: 110Kg.
- Altura del usuario: 150-172 cm.

Andador con asiento. Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Pintado. Dos pares de ruedas delanteras. Regatones: 25mm negro. Regulable en altura: 81-91cm. Asiento al piso: 56-66cm. Ancho de asiento: 34 cm. Ancho total: 59cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Color: Verde.
- Altura del usuario: 155-178 cm.
- Peso máximo del usuario: 100Kg. Ancho total: 59cm.



AYUDA PARA CAMINAR

ANDADORES



ANDADOR DE ALUMINIO CON RUEDA:

Fácil de usar, doble botón de plegado se puede manejar con los dedos, la palma o una sola mano. Robusto tubo de 1" de diámetro en aluminio que garantiza la máxima resistencia sin dejar de ser liviano. Regulable en altura con indicador de nivel. Regatones antideslizantes.

ANDADOR DE ALUMINIO PLEGABLE:

Fácil de usar, doble botón de plegado se puede manejar con los dedos, la palma o una sola mano. Robusto tubo de 1" de diámetro en aluminio que garantiza la máxima resistencia sin dejar de ser liviano. Regulable en altura con indicador de nivel. Regatones antideslizantes.



ANDADOR DE ALUMINIO SISTEMA PASO A PASO:

Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado. Incluye trabas para mantener el andador rígido o permitir movimiento paso a paso. Regulable en altura: 76-94cm. Ancho total: 58cm.

AYUDA PARA CAMINAR

BASTONES Y MULETAS



BASTÓN ULTRALIVIANO DE ALUMINIO:

Con mango en T. Regulable en altura. Con regatón antideslizante en punta
Regulable en altura: 67-90 cm. Terminación: Anodizado.



BASTÓN CUÁDRUPLE:

Asta de aluminio. Terminación: Anodizado. Color: Bronce. Base de acero pintado.
Color: Negro. Mango T de plástico. Regulable en altura.



BASTÓN TRÍPODE:

Asta de aluminio. Terminación: Anodizado. Color: Plateado.
Mango T de plástico. Base de acero cromado con aro de refuerzo.
Regatones: 16mm gris.

AYUDA PARA CAMINAR

BASTONES Y MULETAS



BASTÓN VERDE PARA VISIÓN REDUCIDA:

Plegable en 4 secciones. Mango de goma con correa sujetadora.
Puntera de nylon de alta resistencia.

BASTÓN DE ALUMINIO ULTRALIVIANO PARA CIEGOS:

Mango de goma con correa sujetadora. Terminación reflectiva. Color: Blanco.
Puntera de nylon de alta resistencia. Plegable en cuatro secciones.



BASTÓN CANADIENSE:

Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado. Color: Natural.
Brazaletes rebatible. Empuñadura anatómica. Peso máximo del usuario: 100Kg.
Regatón: 22mm gris. Regulable en altura.

AYUDA PARA CAMINAR

BASTONES Y MULETAS



BASTÓN CANADIENSE PEDIÁTRICO:

Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: pintado. Color: amarillo.
Brazaletes rebatible. Empuñadura anatómica. Regulable en altura.

MULETAS ULTRALIVIANAS DE ALUMINIO:

Fabricada en aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado. Color: Natural.
Totalmente regulable. Axilera y empuñadura de goma espumada.
Peso máximo del usuario: 120Kg. Regatón: 22mm beige.

