



# AYUDA PARA CAMINAR



## ANDADORES

AYUDA PARA CAMINAR | 



### ULTRALIVIANO CON ASIENTO Y FRENOS

Fabricado en aluminio ultraliviano, con terminación pintada y fácilmente plegable.

Ruedas delanteras giratorias. Ruedas traseras con frenos manuales. Regulable en altura: 78-88cm.

Asiento al piso: 52cm. Ancho de asiento: 35cm. Ancho total: 59cm. Peso total: 9Kg.

Altura del usuario: 150-172 cm. Peso máximo del usuario: 110Kg.

### ULTRALIVIANO VERDE CON ASIENTO

Andador con asiento. Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Pintado. Dos pares de ruedas delanteras.

Regatones: 25mm negro. Regulable en altura: 81-91cm. Asiento al piso: 56-66cm. Ancho de asiento: 34 cm.

Ancho total: 59cm. Altura del usuario: 155-178 cm. Peso máximo del usuario: 100Kg. Color: Verde.





## ANDADORES

AYUDA PARA CAMINAR



### DE ALUMINIO CON RUEDAS

Fácil de usar, doble botón de plegado se puede manejar con los dedos, la palma o una sola mano. Robusto tubo de 1" de diámetro en aluminio que garantiza la máxima resistencia sin dejar de ser liviano. Regulable en altura con indicador de nivel y con regatones antideslizantes.

### DE ALUMINIO PLEGABLE

Fácil de usar, doble botón de plegado se puede manejar con los dedos, la palma o una sola mano. Robusto tubo de 1" de diámetro en aluminio que garantiza la máxima resistencia sin dejar de ser liviano. Regulable en altura con indicador de nivel y con regatones antideslizantes.



### DE ALUMINIO SISTEMA PASO A PASO

Fabricado en aluminio ultraliviano con terminación anodizada. Incluye trabas para mantener el andador rígido o permitir movimiento paso a paso. Regulable en altura: 76-94cm. Ancho total: 58cm.



## BASTONES Y MULETAS

AYUDA PARA CAMINAR



### BASTÓN ULTRALIVIANO DE ALUMINIO

Con mango en T. regulable en altura. Con regatón antideslizante en punta.

Regulable en altura: 67 - 90 cm. Terminación: Anodizado.

### BASTÓN CUADRUPLE

Asta de aluminio. Terminación: Anodizado. Color: Bronce. Base de acero pintado.

Color: Negro. Mango T de plástico. Regulable en altura.



### BASTÓN TRÍPODE

Asta de aluminio. Terminación: Anodizado. Color: Plateado.

Mango T de plástico. Base de acero cromado con aro de refuerzo. Regatones: 16mm gris.



## BASTONES Y MULETAS

AYUDA PARA CAMINAR



### BASTÓN VERDE PARA LA VISIÓN REDUCIDA

Plegable en 4 secciones. Mango de goma con correa sujetadora.  
Puntera de nylon de alta resistencia.

### BASTÓN DE ALUMINIO ULTRALIVIANO PARA CIEGOS

Asta de aluminio. Terminación: Anodizado. Color: Bronce. Base de acero pintado.  
Color: Negro. Mango T de plástico. Regulable en altura.



### BASTÓN CANADIENCE

Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado. Color: Natural.  
Brazaletes rebatibles. Empuñadura anatómica. Peso máximo del usuario: 100Kg.



## BASTÓN CANADIENCE PEDIÁTRICO

Fabricado en aluminio ultraliviano. Terminación: pintado. Color: amarillo.  
Brazaletes rebatible. Empuñadura anatómica. Regulable en altura.

## MULETAS ULTRALIVIANAS DE ALUMINIO

Fabricada en aluminio ultraliviano. Terminación: Anodizado. Color: Natural. Totamente regulable.  
Axilera y empuñadura de goma espumada. Peso máximo del usuario: 120Kg. Regatón: 22mm beige.

