



BAÑOS





SILLAS DE BAÑO

BAÑO |



HIGIÉNICA DE ALUMINIO CON SISTEMA TILT O A 25°

Estructura en aluminio resistente. Apoya brazos soft rebatibles. Respaldo soft anatómico e impermeable. Asiento soft con orificio central desmontable y reciente con tapa. Ruedas plásticas de alto impacto con frenos. Apta cabeza soft.

HIGIÉNICA DE ALUMINIO CON RUEDAS TRASERAS

Silla higiénica con estructura en aluminio resistente. Apoya brazos soft rebatibles. Respaldo soft anatómico e impermeable. Asiento soft con orificio central desmontable y reciente con tapa. Ruedas plásticas de alto impacto con frenos y ruedas traseras de 60 cm para autopropulsión.



HIGIÉNICA CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO

Apoya brazos soft rebatibles. Respaldo soft anatómico e impermeable. Asiento soft con orificio central desmontable y reciente con tapa. Ruedas plásticas de alto impacto con frenos.



SILLAS DE BAÑO

BAÑO |



SILLA HIGIÉNICA

Construida en aluminio reforzada. Estructura desarmable y plegable. Apoya brazos tipo escritorio. Asiento y respaldo acolchados soft. Ruedas de alto impacto con bloqueo. Recipiente con tapa.

BANCO DE TRANSFERENCIA PARA BAÑERA

Nuevo diseño de marco "A" proporciona estabilidad adicional. Banco y respaldo de plástico moldeado. Sistema texturizado para mayor seguridad. Altura regulable en incrementos de 2.5 cm con patas de extensión únicas de "doble columna". El brazo lateral proporciona una estabilidad y apalancamiento adicionales al realizar la transferencia. Es reversible y se adapta a cualquier baño. Ensamblado sin herramientas.



BANCO PARA DUCHA

Cuadro de aluminio liviano, duradero y resistente a la corrosión. El asiento y el respaldo moldeados brindan comodidad y resistencia. Superficie texturizada para mayor seguridad. Altura ajustable en incrementos de 2.5 cm. Regatones de goma antideslizantes, sin marcas.



USO EXTERIOR E INTERIOR

Fabricada con goma eva impermeable de secado rápido y libre de latex. Cuenta con un arnés de cinco puntas ajustable. Cuatro contenciones intercambiables para ser utilizados como controles cefálicos, de cadera y de tronco. Base para inmersión con ventosas regulable en inclinación de 26 posiciones de 106 a 140 grados.

ARTICULADA, MODULAR Y AJUSTABLE

Chasis de aluminio anodizado y material de contacto a red de alta resistencia y secado rápido. Profundidad de asiento ajustable para acompañar el crecimiento del usuario. Respaldo y apoya piernas regulable en inclinación. Reposacabeza desmontable y ajustable. Cinturón pélvico y de tronco regulable para seguridad. Altura desde el asiento al piso variable desde 14 a 43cm, lo que facilita las diferentes posiciones de uso. Capacidad máxima hasta 75 kilos.



ACERO INOXIABLE Y ALUMINIO

Asiento y respaldo regulables en inclinación. Cintas para sujeción de tronco, caderas y piernas. Topes antideslizantes antes para bañera.



INODOROS PORTÁTILES / ELEVADORES

BAÑO |



ACERO INOXIABLE Y ALUMINIO

Inodoro portátil plegable, con asiento y respaldo. Bacinilla desmontable para facilitar la limpieza. Frenos en ruedas traseras. Apoya brazos tipo escritorio. Peso máximo del usuario: 100 kg.

ACERO INOXIABLE Y ALUMINIO, CROMADO

Inodoro portátil plegable, con asiento y respaldo. Bacinilla desmontable para facilitar la limpieza. Apoya brazos tipo escritorio. Peso máximo del usuario: 100 kg. Estructura liviana con apoyabrazos y respaldo. Terminación: Cromado.



ASIENTO PARA INODORO

Diseño monopieza totalmente sellado que permite su inmersión total. Mejor higiene. Incluye 2 trabas de plástico, antideslizantes, de fácil colocación. Excelente estabilidad. Disponible en tres alturas: 5cm, 10cm o 15cm.